

تعريف المادة/المزيج: 1

تعريف المنتج 1.

مزيج

اسم المنتج **Lithium Buffer 2**

كود المنتج **80-2038-16**

رقم خدمة المستخلصات الكيميائية
(CAS)

أسماء أخرى **5056336800055**

الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة
(IUPAC) والتطبيقية

رقم MFCD

تصنيف الاتحاد الأوروبي/قائمة
الجرد الأوروبي للمواد الكيميائية
(EC/EINECS)

رقم التسجيل والتقييم والتقويض
والتنقييد على المواد الكيميائية
(REACH)

Index-No

الاستخدامات المناسبة والمعروفة للمادة أو المزيج والاستخدامات التي لا ينصح بها 2.

البحث والتطوير ، التشخيص المختبري

بيانات مزود صحيفة بيانات السلامة 3.

Biochrom Ltd

Unit 7, Enterprise Zone, 3970 Cambridge Research Park

Waterbeach

Cambridge

CB25 9PE

United Kingdom

هاتف:

+44 (0)1223 423723

فاكس:

+44 (0)1223 420164

البريد الإلكتروني:

enquiries@biochrom.co.uk

رقم هاتف الطواريء 4.

+44 (0)1223 427890 -

تعريف المخاطر 2.

تصنيف المادة أو المزيج 1.

غير خطير

عناصر البطاقة 2.

غير خطير

بيانات المخاطر

غير خطير

عبارات احترازية

غير خطير

مخاطر أخرى 3.

غير خطير

التركيب/ معلومات حول المكونات 3.

الخلاطات 2.

اسم المنتج	المخاطر	تركيز
Water		
Lithium chloride		

صحيفة بيانات السلامة

التنفيذ: 3.00
مُعدل: 04-03-2021

رقم 1272/2008 (EC) وفقاً لتجهيزات الاتحاد الأوروبي
اللغة: العربية

7447-41-8 تصنيف الاتحاد الأوروبي/قائمة الجرد الأوروبي للمواد الكيميائية (EC/EINECS): 231-212-3	2.7%
Propan-2-ol 67-63-0 تصنيف الاتحاد الأوروبي/قائمة الجرد الأوروبي للمواد الكيميائية (EC/EINECS): 200-661-7	1.5%
Citric acid 77-92-9 تصنيف الاتحاد الأوروبي/قائمة الجرد الأوروبي للمواد الكيميائية (EC/EINECS): 201-069-1	1.0%
Thiodiglycol 111-48-8 تصنيف الاتحاد الأوروبي/قائمة الجرد الأوروبي للمواد الكيميائية (EC/EINECS): 203-874-3	0.2%
Phenol 108-95-2 تصنيف الاتحاد الأوروبي/قائمة الجرد الأوروبي للمواد الكيميائية (EC/EINECS): 203-632-7	0.1%

إجراءات الإسعافات الأولية 4.

وصف إجراءات الإسعافات الأولية 1.

- لامسة الجلد
اغسل فوراً بالكثير من الصابون والماء.
- لاماسة العينين
سطف فتح العين لمدة دقائق تحت المياه горячая.
- الابتلاع
لا تقم بتحريض القيء.
تنسل الفم بالماء.
استشر الطبيب.
- / الاستنشاق
توفير الهواء النقي. استشارة الطبيب في حالة الشكاوى.

أهم الأعراض والتأثيرات 2.

- قد يكون هناك تهيج واحمرار.

دلالة على أي عنابة طبية فورية 3.

- لا توجد تدابير إضافية مطلوبة

إجراءات مكافحة الحريق 5.

وسائل إطفاء الحريق 1.

- مناسب
يجب استخدام سانط إطفاء مناسبة للحريق المحبط.
- غير مناسب
NA

مخاطر خاصة تنشأ عن المادة أو المزيج 2.

- NA

النماذج لرجال الإطفاء 3.

(معتمد أو مكافئ) والعتاد الواقي الكامل MSHA / NIOSH ، كما هو الحال في أي حريق ، قم بارتداء جهاز التنفس المكتبي ذاتي الطلب

إجراءات التعامل مع الإطلاق العرضي 6.

التدابير الاحترازية الشخصية 1.

- للحصول على تفاصيل الحماية الشخصية SDS ارجع إلى القسم 8 من

الاحتياطات البنية 2.

- لا تنصب في المصادر أو الأنهر.
لا تسمح بدخول المجاري / المياه السطحية أو الجوفية.

صحيفة بيانات السلامة

3. الطرق والمواد

يتمتصه في التربة الجافة أو الرمل.
تختلط مع الرمل أو الفيرميوكوليت.
انقل إلى حاوية إنقاد قابلة للغلق وموسمة للتخلص منها بطريقة مناسبة.

4. منع حدوث المخاطر الثانوية

لا شيء

7. المناولة والتخزين

1. التدابير الاحترازية الشخصية

ضمان وجود تهوية كافية في المنطقة.
// التعامل الآمن
// الحماية من الانفجارات والحرائق

2. ظروف التخزين الآمن، بما في ذلك أي تناقضات

يخزن في مكان بارد وجيد التهوية.
إدارة مخاطر التخزين
// إبقاء الحاويات مغلقة بإحكام
الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.

صوابط // تخزين لا يوجد متطلبات خاصة

الحفظ على سلامة المنتج لا يوجد متطلبات خاصة

نصائح أخرى لازيد من المعلومات المتاحة

3. المستخدمين النهائيين المحددين

يتم توفير المادة لأغراض البحث والتطوير والتشخيص المختبري بواسطة متخصصين فقط. تستخدم في أجهزة تحليل الأحاسيس الأمينية من بيوكروم.

8. ضوابط التعرض/ الحماية الشخصية

1. معاملات الضبط

البيانات غير متوفرة

2. ضوابط التعرض

تدابير وقائية وصحية عامة يجب الالتزام بالتدابير الاحترازية القياسية عند المناولة

// جراءات هندسية ضمان وجود تهوية كافية في المنطقة.

حماية العين/ الوجه نظارات حماية

حماية اليدين قفازات التريل

حماية الجهاز التنفسى الحماية التنفسية ليست مطلوبة

حماية الحد ملابس واقية

نصائح أخرى تتعلق بالحماية
// الشخصية لا يوجد بيانات

9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

1. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المظهر	السائل واضح
الرائحة	فينول قليلاً
تركيز بداية ظهور الرائحة	البيانات غير متوفرة
الرقم الايدروجيني	3.00
نقطة الانصهار/ نقطة التجمد	البيانات غير متوفرة
نقطة بدء الغليان ومدى الغليان	البيانات غير متوفرة
نقطة الوميض	البيانات غير متوفرة
معدل التبخّر	البيانات غير متوفرة

صحيفة بيانات السلامة

قابلية للاشتعال (مادة صلبة، غازية)	البيانات غير متوفرة
الحدود القصوى/الصغرى لقابلية الاشتعال أو الانفجار	البيانات غير متوفرة
ضغط البار	البيانات غير متوفرة
كثافة البار	البيانات غير متوفرة
الكتافة النسبية	1.007g/mL
قابلية الذوبان:	ذوبان في الماء
أوكتانول/ماء-n: معامل التقاسم	البيانات غير متوفرة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	البيانات غير متوفرة
درجة حرارة التحلل	البيانات غير متوفرة
درجة اللزوجة	البيانات غير متوفرة
الخصائص التغذيرية	البيانات غير متوفرة
الخصائص المؤكسدة	البيانات غير متوفرة

2. معلومات أخرى.

لا توجد معلومات إضافية متاحة

10. الثبات وقابلية التفاعل

قابلية التفاعل 1.

لا يوجد تفاعل غير عادي

2. الثبات

مستقر في درجة حرارة الغرفة.

3. احتمالية التفاعلات الخطرة

لا ردود الفعل الخطيرة المعروفة.

4. ظروف ينبغي تجنبها

ضوء شمس مباشر.

5. مواد غير متوافقة

عوامل مؤكسدة.

6. نواتج التحلل الخطرة

في عملية الاحتراق تتبع أبخرة سامة.

11. معلومات عن السمية

معلومات 1.

درجة سمية حادة	لا يوجد بيانات.
تآكل/تهيج جلدي	لا توجد معلومات متاحة
تلف / تهيج شديد بالعين	لا توجد معلومات متاحة
حساسية الجهاز التنفسى أو الجلد	لا توجد معلومات متاحة
التحول الخلقى لخلية الجرثومة	لا توجد معلومات متاحة
/احتمالية التسبب في السرطان	لا توجد معلومات متاحة
السمية التناسلية	لا توجد معلومات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة- التعرض لمرة واحدة	لا توجد معلومات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة- التعرض المتكرر	لا توجد معلومات متاحة
خطر السحب بال擔心	لا توجد معلومات متاحة

المزيد من 2.

صحيفة بيانات السلامة

حسب معرفتنا فإن السمية الحادة والمزمنة لهذه المادة غير معروفة بالكامل.

معلومات بيئية 12.

درجة السمية 1.

لا توجد معلومات متاحة

الاستمرارية واحتمالية التفسخ 2.

لا توجد معلومات متاحة

احتمالية التراكم الحيوي 3.

لا توجد معلومات متاحة

مدى سهولة الحركة والتربة 4.

لا توجد معلومات متاحة

(PBT) و المواد الثابتة جداً والمتراكمة جداً حيوياً 5.

لا توجد معلومات متاحة

تأثيرات أخرى معاكسة 6.

لا توجد معلومات متاحة

اعتبارات التخلص من المادة 13.

طرق معالجة النفايات 1.

التشاور الدولة ، واللوائح المحلية أو الوطنية للتخلص السليم.
عمليات التخلص من المادة

يجب أن يتم التخلص منها وفقاً للوائح الرسمية
التخلص من التغليف

معلومات عن النقل 14.

جوا (المنظمة الدولية للطيران المدني - إيكاو)

غير مصنف كخطر في النقل

(ADR) برا

غير مصنف كخطر في النقل

(IMDG) بحرا

غير مصنف كخطر في النقل

لوائح السلامة، والصحة، والبيئة، واللوائح الوطنية 15.

لوائح السلامة، والصحة، والبيئة، واللوائح الوطنية:

الم المنتج لا يخضع لأية لوائح أو أحكام إضافية.

تقييم السلامة 2.

لا يوجد تقييم للسلامة الكيميائية

معلومات أخرى 16.

معلومات أخرى 1.

رقم 1272/2008 (EC) تتوافق صحيفة بيانات السلامة هذه مع متطلبات لائحة

أخلاء المسؤولية 3.

صححة إلى أقصى حد من معرفتنا والمعلومات والمعتقد في تاريخ نشرها، تم تصميم المعلومات المقدمة فقط كليل للمناولة الآمنة واستخدامها ومعالجتها SDS المعلومات المقدمة على هذا وتتخزينها ونقلها والتخلص منها وإطلاقها ، ولا تعتبر بمثابة ضمان أو مواصفات جودة. تتعلق المعلومات فقط بالمادة المحددة المعينة والتي قد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة مع أي مادة أخرى أو في أي عملية ما لم يتم تحديدها في النص