

## 1. Identificatie van de stof / het mengsel

### 1. Productidentificatie

Mengsel

Productnaam **Sodium Regeneration Buffer 6**  
Productcode 80-2037-57  
CAS-nummer  
Andere namen 5056336800338  
IUPAC  
MFCD-nummer  
EC/EINECS  
REACH-nummer Index-No

### 2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en gebruik dat ontraad wordt

Alleen voor laboratoriumgebruik

### 3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Biochrom Ltd  
Unit 7, Enterprise Zone, 3970 Cambridge Research Park  
Waterbeach  
Cambridge  
CB25 9PE  
United Kingdom



Telefoon: +44 (0)1223 423723  
Fax: +44 (0)1223 420164  
E-mail: enquiries@biochrom.co.uk

### 4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+44 (0)1223 427890 -

## 2. Identificatie van de gevaren

### 1. Indeling van de stof of het mengsel

H315	Skin Irrit. 2	
H319	Eye Irrit. 2	

### 2. Etiketteringselementen

Signaalwoord  
**Waarschuwing**



### Gevarenaanduidingen

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### P-zinnen

P264	Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en mogelijk. Blijven spoelen.
P337 + P313	Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

### 3. Andere gevaren

Extra P-zinnen zijn te vinden in het hele veiligheidsinformatieblad

## 3. Samenstelling van / informatie over de bestanddelen

### 2. Mengsels

Productnaam	Gevaren	Concentratie
Water		
	CAS-nummer: 7732-18-5 EC/EINECS: 231-791-2	98%

Sodium hydroxide

CAS-nummer: 1310-73-2 H315, H319 Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2  
EC/EINECS: 215-185-5

2%

## 4. Eerstehulpmaatregelen

### 1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

*Contact met de huid*

*Contact met de ogen*

*Inslikken*            Geen braken opwekken.  
                             Spoel de mond met water.  
                             Een dokter raadplegen.

*Inademing*            Verse lucht toevoeren; raadpleeg een arts in geval van klachten.

### 2. Belangrijkste symptomen en effecten

Er kan irritatie en roodheid optreden.

### 3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging

Geen aanvullende maatregelen vereist

## 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

### 1. Blusmiddelen

*Geschikt*            Geschikte blusmiddelen voor omringend vuur moeten worden gebruikt.

*Ongeschikt*        N/A

### 2. Speciale gevaren als gevolg van de stof of het mengsel

N/A

### 3. Advies voor brandweerlieden

Zoals bij elke brand, draag onafhankelijk ademhalingsstoestel druk-vraag, MSHA / NIOSH (goedgekeurd of gelijkwaardig) en volledig beschermende uitrusting

## 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

### 1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg sectie 8 van SDS voor informatie over persoonlijke bescherming.

### 2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in het riool of rivieren lozen.  
Niet in de riolering / het oppervlaktewater of het grondwater terecht laten komen.

### 3. Methodes en materialen

Absorbeer in droge aarde of zand.  
Meng met zand of vermiculiet.  
Overbrengen in een afsluitbare, geëtiketteerde bergingscontainer voor verwijdering volgens een geschikte methode.

### 4. Voorkomen van het optreden van secundaire gevaren.

Geen

## 7. Hantering en opslag

### 1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

*Veilige hantering*

*Bescherming tegen brand-  
en ontploffingsgevaar*

## 2. Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

<i>Beheer van opslagrisico's</i>	Opslaan in een koele, goed geventileerde ruimte. Houd container goed gesloten. Vermijd direct zonlicht.
<i>Opslagbeheer</i>	geen speciale benodigdheden
<i>Integriteitshandhaving</i>	geen speciale benodigdheden
<i>Andere adviezen</i>	geen verdere informatie beschikbaar

## 3. Specifiek eindgebruik

Alleen voor laboratoriumgebruik. Te gebruiken met Biochrom Aminozuuranalysers

## 8. Blootstellingsbeheer/persoonlijke bescherming

### 1. Controleparameters

Geen gegevens beschikbaar

### 2. Blootstellingsbeheer

*Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen*

*Technische maatregelen* Zorg voor voldoende ventilatie van het gebied.

*Oog- / gelaatsbescherming* Veiligheidsbril.

*Handbescherming* Nitril handschoenen.

*Bescherming van de ademhalingsorganen* Adembescherming niet vereist.

*Bescherming van de huid* Beschermende kleding.

*Overig persoonlijk beschermingsadvies* geen gegevens

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

### 1. Fysische en chemische eigenschappen

Verschijsing	heldere vloeistof
Geur	Geen gegevens beschikbaar
Geurdrempelwaarde	Geen gegevens beschikbaar
PH	Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt / vriespunt	Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	Geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen gegevens beschikbaar
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar
Dampdichtheid	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (-heden):	Oplosbaar in water
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit	Geen gegevens beschikbaar
Explosie-eigenschappen	Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	Geen gegevens beschikbaar

## 2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

### 1. Reactiviteit

Reageert met zuur.

### 2. Stabiliteit

Stabiel bij kamertemperatuur.

### 3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Kan heftig reageren met oxyderende materialen.

### 4. Te vermijden omstandigheden

Direct zonlicht.

### 5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren.  
Sterk oxiderende middelen.  
Organische materialen.

### 6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Verbrandt giftige dampen.

## 11. Toxicologische gegevens

### 1. Informatie

<i>Acute toxiciteit</i>	geen informatie beschikbaar
<i>Huidcorrosie/-irritatie</i>	irriterend voor huid en slijmvliezen
<i>Ernstig oogletsel / oogirritatie</i>	irriterend effect
<i>Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid</i>	Kan overgevoeligheid van de huid veroorzaken
<i>Mutageniteit in geslachtscellen</i>	geen informatie beschikbaar
<i>Carcinogeniteit</i>	geen informatie beschikbaar
<i>Toxiciteit voor de voortplanting</i>	geen informatie beschikbaar
<i>STOT bij eenmalige blootstelling</i>	geen informatie beschikbaar
<i>STOT bij herhaalde blootstelling</i>	geen informatie beschikbaar
<i>Gevaar bij inademing</i>	geen informatie beschikbaar

### 2. Extra

Inslikken - Kan schadelijk zijn bij inslikken.

## 12. Milieugegevens

### 1. Toxiciteit

geen informatie beschikbaar

### 2. Persistentie en afbreekbaarheid

geen informatie beschikbaar

### 3. Bioaccumulerend potentieel

geen informatie beschikbaar

## 4. Mobiliteit en grond

geen informatie beschikbaar

## 5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

geen informatie beschikbaar

## 6. Andere schadelijke effecten

geen informatie beschikbaar

## 13. Instructies voor verwijdering

### 1. Afvalverwerkingsmethoden

*Verwijderingsoperaties* Raadpleeg de staat, lokale of nationale voorschriften voor correcte verwijdering.

*Verwijdering van verpakking* Verwijdering dient te geschieden volgens de officiële voorschriften.

## 14. Transportgegevens

### Lucht (ICAO)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport

### Weg (ADR)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport

### Zee (IMDG)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport

## 15. Veiligheids-, gezondheid-, milieu- en nationale regelgeving

### 1. Veiligheids-, gezondheid-, milieu- en nationale regelgeving:

product is niet onderworpen aan aanvullende voorschriften of bepalingen

### 2. Veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling

## 16. Overige informatie

### 1. Overige informatie:

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG) nr. 1272/2008

### 3. Disclaimer

De informatie op dit SDS is naar ons beste weten, informatie en overtuiging correct op de datum van publicatie. De gegeven informatie is alleen bedoeld als richtlijn voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen en vrijkomen en mag niet worden beschouwd als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek aangeduide materiaal en is mogelijk niet geldig voor dergelijk materiaal dat wordt gebruikt in combinatie met enig ander materiaal of in een proces, tenzij gespecificeerd in de tekst. Biochrom Ltd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het hanteren van of contact met het bovenstaande product.